

BIFIFIBER®



Composición

- Fructooligosacáridos (FOS):99,44%
- Lactobacillus animalis BS01 (LMG P-21384): ..0,31%
- Agente anti aglomerante: Dióxido de silicio: ..0,25%

Uso

- BIFIFIBER® es beneficioso en casos de constipación y otros trastornos intestinales.

Precauciones

- Prácticamente no se han reportado reacciones adversas, pero se debe considerar la posibilidad de cierta hipersensibilidad a los componentes. Los productos de PROBIOTICAL, incluido BIFIFIBER®, son aptos para pacientes diabéticos, prediabéticos, veganos y vegetarianos, ya que no contienen azúcar ni gluten y no afectan los niveles de glucemia.
- Como todos los probióticos su uso está contraindicado en personas con sistemas inmunológicos debilitados, como pacientes con VIH/SIDA o personas que han recibido trasplantes de órganos, se debe tener precaución con el uso de cualquier suplemento probiótico, incluido el *Lactobacillus animalis*, ya que podría causar infecciones.

Modo de uso

BIFIFIBER® viene en sobres alargados (sticks) que contienen polvo. El contenido de un sobre debe diluirse en medio vaso de agua y tomarse una vez al día, preferiblemente por la mañana. 1 stick sobre al día, antes de acostarse y después de orinar, con vejiga vacía.

Forma Farmacéutica

Sticks hidrosolubles

Vía de administración

Verter el contenido de un sobre directamente en la boca, tragar el granulado con ayuda de un vaso de agua, yogurt o gelatina, no masticar (se pierde el efecto retardado).

Presentación

Caja por X 10 sticks

Almacenamiento

Mantener fuera de la vista y alcance de los niños.

Almacenar en un lugar seco en su envase original y a temperatura por debajo de los 25°C, protegiéndolo de la luz y el calor.

Producto elaborado por LABORATORIOS PROBIOTICAL Novara – Italia, para LABORATORIOS EUROSTAGA S.A. Quito – Ecuador.